

KaVo K-AIRplus

Vous allez inscrire  
de nouveaux  
records de vitesse.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo K-AIRplus.

Pour ne pas se laisser  
distancer par le progrès.



K-AIRplus et son support ergo-  
nomicque.

Une pièce à main "triple fon-  
ction": turbine, soufflette et  
spray à la fois.

Grâce à ce concept innovant,  
avec la turbine

K-AIRplus vous gagnerez non  
seulement en confort, mais  
aussi en efficacité; le spray et  
la soufflette sont déjà intégré  
dans la turbine. Vous n'avez

plus besoin de reposer la turbi-  
ne pour utiliser la soufflette.  
Cela accroît donc votre produc-  
tivité. D'où un gain de temps  
substantiel.



Intégré à la commande multi-  
fonctions: le réservoir d'eau avec  
système de régulation progressi-  
ve du débit.



Il suffit d'actionner la pédale et  
d'activer la fonction souhaitée  
(marche/arrêt turbine, turbine  
avec ou sans spray, ou fonction  
soufflette uniquement)



KaVo K-AIRplus: tout de suite  
opérationnel grâce au jeu de 5  
fraises qui fait partie de son  
équipement de base.

Pour le travail de la céramique,  
il vous suffit d'activer le spray  
eau de la K-Airplus pour préve-  
nir tout risque de microfissures,  
obtenir une qualité de finition

optimale tout en prolongeant  
la durée de vie des fraises.

KaVo K-AIRplus une avancée  
tant sur le plan de la technolo-  
gie que de la rentabilité.

#### Caractéristiques techniques du KaVo K-AIRplus

Réf.:	0.553.3140
Pression d'air (spray):	3,7 bar
Pression d'air (soufflette):	6 bar
Vitesse de rotation:	270 000 tr/min.

KaVo K-AIRplus

Mat.-Nr. 1.005.1020.06/03/fr - Sous réserve d'éventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au véritable. © Copyright KaVo Dental GmbH.



**KaVo. Dental Excellence.**

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · [www.kavo.com](http://www.kavo.com)