

KaVo K5plus ...


... une puissance et une maniabilité remarquables.

KaVo K5plus: un condensé de puissance !

Un nouveau moteur stable et très silencieux sur l'ensemble de sa plage de rotation, qui va de 1 000 à 35 000 tr/min. D'où des conditions de travail et une qualité de résultat qui seront à la hauteur de vos exigences.

Avec son poids plume (200 g !), sa forme ergonomique, son cordon extrafin et son moteur silencieux, le K5plus est à la fois très maniable et très agréable à utiliser.

Comme il est doté du tout nouveau système "OSS" (one-shaft-system/système monomodal), son entretien peut se faire au laboratoire, d'où un gain de temps et d'argent pour l'utilisateur.




K5plus et son support ergonomique.

Appareil de commande unique pour toutes les pièces à main; KaVo K-Control un investissement rentable en toute sécurité



Les caractéristiques techniques du KaVo K5plus

Réf.:	1.001.6733
Vitesse de rotation:	de 1 000 à 35 000 tr/min.
Couple maxi:	4,5 Ncm
Pince de serrage:	2,35 mm/3,00 mm (ø1/8")
Concentricité:	inférieur à 0,02 mm
Type de moteur:	moteur sans collecteur ergonomique
Forme:	



Au niveau de l'unité de commande (K-Control), vous avez pour le K5plus le choix entre les trois versions suivantes: version "table", version "genou" ou "pied".



Les autres pièces à main KaVo sur la ligne de départ ...

KaVo K5plus ...
... design et haute technologie.



Plus de puissance dans toutes les situations ...

... grâce au couple élevé de ce nouveau moteur.

sans aucun échauffement même pendant de longues utilisations ...


... grâce à une nouvelle technologie de moteur plus performante.

Une plus grande liberté de mouvement pour l'utilisateur ...

... grâce à un nouveau cordon extrafin, extraléger et extrasouple.




KaVo K5plus



KaVo K5plus

... performance
et esthétique.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com



KaVo. Dental Excellence.

Mat.-Nr. 1.005.1078 06/03ff. Sous réserve d'éventuelles modifications techniques. Les couleurs rendues sur le catalogue peuvent montrer une légère différence par rapport au réel. © Copyright KaVo Dental GmbH.